



Plusieurs options disponibles, pour satisfaire les besoins du patient et du praticien

Kit patient - Ormco

Si vous recherchez une application facile et instantanée, ainsi qu'une esthétique maximale, le Kit patient d'Ormco met à votre disposition les composants nécessaires pour démarrer un traitement simultané.

Contenu du kit patient

Tiges / Télescopes	20	Séparateurs de 2mm	80
Vis	40	Rallonges	20
Couronnes supérieures	20	Grandes clés	2
Couronnes inférieures	20	Petites clés	3
Séparateurs d'1 mm	40		

Offre personnalisée d'appareils - AOA

L'appareil AdvanSync 2 peut être amplement personnalisé, de sorte à contrôler l'activation initiale et de satisfaire les besoins, entre autres, de patients à dentition mixte ou présentant des molaires déviées / retournées. La liste des options est extrêmement fournie et chaque appareil est créé exactement selon la prescription, avec un niveau de qualité élevé. Personnalisez votre produit en ligne, grâce à AOAccess. Commandes simplifiées et rapides, 24 heures sur 24!

Assistance produit sans pareil

AdvanSync 2 est assorti d'une vaste gamme de formations. Vous pouvez accéder à des cours en ligne (en direct ou à la demande) sur ormcolearning.com. De plus, des séances sur site, dispensées par les Drs Terry et Bill Dischinger, sont possibles toute l'année. Pour le programme et le calendrier des formations, visitez le site ormcoeurope.com.



Correction de Class II
aussi rapide qu'une
correction de Class I

AdvanSync²
CLASS II MOLAR-TO-MOLAR

Pour de plus amples informations sur AdvanSync 2, contactez votre représentant Ormco et/ou AOA.

AdvanSync²
CLASS II MOLAR-TO-MOLAR

AOA

AOA Orthodontic Appliances
P.O. Box 725
Sturtevant, WI 53177
aoalab.com

Ormodent

An Ormco Company

France
Tél. : 00 800 3032 3032
www.ormodent.com
Email : CustomerService@ormcoeurope.com

762-6317 Rev. A

Synchroniser avancement de la mâchoire inférieure et traitement orthodontique

Un des défis les plus courants, sinon majeur, en orthodontie consiste à corriger les malocclusions de classe II. Si les casques, élastiques ou autres appareils permettent de traiter des cas de Classe II, la plupart d'entre eux ne corrigent pas les malocclusions tandis qu'ils aident à l'avancement de la mâchoire inférieure. Les améliorations apportées à AdvanSync™ 2 promettent une correction de Classe II d'un confort, qualité et efficacité jamais atteints.



La mise en place d'AdvanSync 2 est simple et peut être réalisée en même temps que la pose d'un appareil multibagues. Conçu avec l'aide de grands spécialistes des corrections de Classe II, l'AdvanSync 2 a pour ambition de répondre aux attentes de vos patients et d'obtenir les résultats promis dans le cadre de votre programme de traitement.

Traitement de Classe II aussi rapide qu'un traitement de Classe I

- Placé simultanément à l'appareil multibagues, plus besoin de traitement en deux phases.
- Offre une activation permanente, plus besoin de la coopération du patient
- Améliore instantanément la position de la mâchoire

Conçu pour une correction réussie

- Filetage renforcé Spirallock qui optimise l'engagement de la vis
- Moule sophistiqué en métal injecté, synonyme de longue durée de vie et de robustesse
- Double logement de vis, en haut et en bas, pour une polyvalence accrue pendant toute la durée du traitement
- L'électropolissage permet une plus grande fluidité de fonctionnement



Pour des corrections de Classe II optimales



Caractéristiques	AdvanSync™ 2	Forsus™*	MiniScope®*	Flip-Lock®*
Profil bas	Oui	Non	Varie en fonction de la taille	Non
Simultané à un traitement orthodontique ?	Oui	Pas immédiatement, plus tard au cours du traitement	Oui, en partie	Oui, en partie
Mise en place par étape possible ?	Oui	Oui	Non	Non
Possibilité de décrochage ?	Non	Non	Non	Oui
Prix	€150,21 +	€142,31 - €173,93	€158,12 +	€158,12 +
Kit dentaire disponible ?	Oui	Oui	Non	Non

Pratique et facile à utiliser

- Facile à installer par le praticien.
- Permet simultanément le collage des brackets (5 à 5) en même temps que l'appareillage advansync2
- Activation intégrée – pas besoin de modifier les bras pour finaliser l'activation

Plus de confort, des patients satisfaits

- Les bras sont 50 % plus courts que dans les appareils Herbst traditionnels, ce qui réduit l'inconfort et l'irritation de la joue
- Se place plus profondément dans la bouche que les autres appareils Herbst, pour davantage de discrétion
- Facilite de plus amples mouvements latéraux des mâchoires
- Sans incidence sur la locution, au contraire des autres appareils
- Le nouveau design garantit une meilleure hygiène



Le patient ci-dessus porte un AdvanSync 2 à gauche et un MiniScope® à droite. La faible occupation d'AdvanSync 2 apporte un grand confort en bouche, ce qui augmente les chances d'acceptation du traitement par le patient.

Les bras d'AdvanSync ont la moitié de la taille des bras des appareils Herbst* traditionnels, ce qui accroît le confort du patient. En outre, AdvanSync se place plus profondément dans la bouche, au point de devenir quasi invisible

AdvanSync™ 2
CLASS II MOLAR-TO-MOLAR

* Forsus est une marque déposée de 3M Unitek; Herbst est une marque déposée de Dentaurem Inc.; MiniScope est une marque déposée de Specialty Appliances; Flip-Lock est une marque déposée de TP Orthodontics Inc.